

Spitzen, 1000 µl, konduktiv, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750238 | Biozym

147,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv:	ja
Roboter Hersteller:	Perkin Elmer, Tecan
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	1000 µl