

## Spitzen, 300 µl, konduktiv

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750285 | Biozym



**136,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	nein
<b>Gelistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Biorobot 3000, Biorobot 8000, Biorobot 9600, Biorobot 9604
<b>konduktiv:</b>	ja
<b>Roboter Hersteller:</b>	Quiagen
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
<b>Volumen:</b>	300 µl

Conduktive Spitzen für

- Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604
- Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys
- Colibri (Colibri Robotics)
- Dade Behring BEP 2000
- Virion / Serion Immunomat TWINsystem.