

Spitzen, 300 µl, konduktiv, steril

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750288 | Biozym

145,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Biorobot 3002, Biorobot 8001, Biorobot 9600, Biorobot 9604
konduktiv:	ja
Roboter Hersteller:	Quiagen
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	300 µl

Conductive Spitze passend für

- Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604
- Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys
- Colibri (Colibri Robotics)
- Dade Behring BEP 2000
- Virion/Serion Immunomat TWINsystem