

## Spitzen, 1100 µl, konduktiv

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750295 | Biozym

**145,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Filter:</b>	nein
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Biorobot 3004, Biorobot 8003, Biorobot 9602, Biorobot 9605
<b>konduktiv:</b>	ja
<b>Roboter Hersteller:</b>	Quiagen
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
<b>Volumen:</b>	1100 µl



Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINsystem.