

Spitzen, 1100 µl, konduktiv, steril

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück

Artikel-Nr.: 750298 | Biozym

155,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Filter:	nein
Gelistert:	nein
Gerät:	Biorobot 3006, Biorobot 8005, Biorobot 9604, Biorobot 9607
konduktiv:	ja
Roboter Hersteller:	Quiagen
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	1100 µl

Für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion/Serion Immunomat TWINSsystem