

Filter-Spitzen, 20 µl, steril (10 µl max. Vol)

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750408 | Biozym



133,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	ja
Geblistert:	nein
Gerät:	Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Perkin Elmer, Tecan
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	20 µl