

## Filter-Spitzen, 50 µl, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, CAVRO  
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück  
Artikel-Nr.: 750418 | Biozym

**133,40 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Filter:** ja  
**Geblistert:** nein  
**Gerät:** Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX  
**konduktiv:** nein  
**Roboter Hersteller:** Perkin Elmer, Tecan  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück  
**Volumen:** 50 µl