

## Filter-Spitzen, 20µl, konduktiv, steril (10µl Vol)

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO  
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück  
Artikel-Nr.: 750608 | Biozym



**229,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	ja
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
<b>konduktiv:</b>	ja
<b>Roboter Hersteller:</b>	Perkin Elmer, Tecan
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
<b>Volumen:</b>	20 µl