

Filter-Spitzen, 200 µl, konduktiv, steril
TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750628 | Biozym

180,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv: ja
Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan
Sterilität: steril
Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen: 200 µl