

Filter-Spitzen, 1000 µl, konduktiv, steril

TECAN GENESIS & FREEDOM & EVO, MINIPREP & CAVRO
PE/PACKARD MULTIPROBE II HT & HT EX HANGING TIPS



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750638 | Biozym

192,80 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja
Gelistert: nein
Gerät: Cavro, Freedom Evo, Genesis, Multiprobe II HAT, Multiprobe II HAT EX
konduktiv: ja
Roboter Hersteller: Perkin Elmer, Tecan
Sterilität: steril
Verpackung: 5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen: 1000 µl