

Filter-Spitzen, 300 µl, konduktiv, steril

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604

5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Artikel-Nr.: 750688 | Biozym



189,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	ja
Gelistert:	nein
Gerät:	Biorobot 3000, Biorobot 8000, Biorobot 9600, Biorobot 9604
konduktiv:	ja
Roboter Hersteller:	Quiagen
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
Volumen:	300 µl

Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINsystem.