

## Filter-Spitzen, 1100 µl, konduktiv, steril

für z.B. Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604



5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück  
Artikel-Nr.: 750698 | Biozym

**212,80 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	ja
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Biorobot 3000, Biorobot 8000, Biorobot 9600, Biorobot 9604
<b>konduktiv:</b>	ja
<b>Roboter Hersteller:</b>	Quiagen
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Boxen je 2 Trays à 96 Stück = 960 Stück
<b>Volumen:</b>	1100 µl

Conduktive Spitzen für Qiagen Biorobot 3000, 8000, 9600 und 9604, Diasorin EtiMax 3000, Qiagen Rosys, Colibri (Colibri Robotics), Dade Behring BEP 2000, Virion / Serion Immunomat TWINsystem.