

Cryovials, 10 ml, freistehend, Außengewinde

steril, Silikon-Dichtungsscheibe, 17 x 84 mm
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



Packung à 50 Stück
Artikel-Nr.: 710518 | Biozym

28,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand:	Biozym
Codierung:	Schreibfeld
Format:	freistehend
Passend für Rackformat:	Einzelformat
Produktart:	Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen:	Außengewinde, Dichtungsring
Sterilität:	steril
Verpackung:	Packung à 50 Stück
Volumen:	10.0 ml

Cryovial mit Außengewinde und Silikon-Dichtungsscheibe

- Langer Deckelrand ermöglicht keimfreie 1-Hand Bewegungen
- Vertikale Deckelrippung erleichtert Drehbewegung und Entfernung des Deckels
- Spezielles Design des Deckelgewindes ermöglicht schnelles Öffnen oder Verschließen nach bereits 1 1/4 Umdrehungen
- Deckel 10 ml Cryovial aus Polyethylene
- Aufwändig konstruierte Dichtlippe im Deckel ermöglicht perfekten "Seal" - selbst bei extrem tiefen Temperaturen
- Dicke, nahezu unbrechbare Gefäßwände
- Große, weiße Beschriftungsfelder
- Proben sind durch die besonders klaren Gefäßwände einfach zu visualisieren
- Rundböden ermöglichen eine rückstandsfreie Entnahme der Proben
- Steril
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei

- CE markiert