

TransforMax EC100D pir+ elektrokompetente E. coli

Lucigen



epicentre[®]
an illumina company

TransforMAX™

5 x 100 µl

Artikel-Nr.: 190065 | Lucigen | Hersteller-Nr.: ECP09500

378,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Rescue Cloning

Produkttyp: Kompetente Zellen

Verpackung: 5 x 100 µl

Die TransforMAX EC100D pir+ Zellen können Plasmide (mit einem R6Kyori) mit einer Kopienzahl bis ca. 15 Kopien pro Zelle enthalten.

Inhalt des Kits:

- Elektrokompetente Zellen
- Kontroll-Vektor mit R6Kyori