

**AccuGENE 10X TAE Puffer**  
(0.4 M Tris-Acetat, 0.01 M EDTA (Dinatriumsalz)  
pH 8.3)



**Lonza**

1 Liter

Artikel-Nr.: 830844 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50844

**79,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eigenschaften:** 10X

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** TAE Puffer

**Verpackung:** 1 Liter