

## Reliant-Gele, 20 Well, MOPS, 1.25% SeaKem Gold

für RNA-Auftrennung  
Gelformat: 6 x 9.5 cm (H x B)



# Lonza

20 Gele

Artikel-Nr.: 854948 | Lonza | Hersteller-Nr.: 54948

**254,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** MOPS Puffer

**Format:** 6 x 9.5 cm (HxB)

**Kategorie:** RNA-Elektrophorese

**Produkttyp:** RNA-Mini-Gele

**Trennbereich:** 0.5 kb - 9 kb

**Verpackung:** 20 Gele

**Well-Format:** 20 Well

#### Die Vorteile:

- „Ready to use“
- Garantiert RNase frei
- Zuverlässig reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Passend für eine Vielzahl gebräuchlicher Gelkammern

#### Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C für 6-12 Monate abhängig von der Agarosekonzentration

#### Typische Anwendungen:

- Northern Blotting
- RNA Integrity Checks