


Spitzen, 20 µl

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000

Max. Volumen = 75 µl



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751005 | Biozym

58,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Beckman & Coulter
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück
Volumen:	20 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON.