


Spitzen, 20 µl, steril

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000
Max. Volumen = 75 µl



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751008 | Biozym

64,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Beckman & Coulter
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück
Volumen: 20 µl