

## Filter-Spitzen, 20 µl, steril

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000

Max. Volumen = 70 µl



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 751408 | Biozym

**143,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	ja
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
<b>konduktiv:</b>	nein
<b>Roboter Hersteller:</b>	Beckman & Coulter
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück
<b>Volumen:</b>	20 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON