

Max. Volumen = 50 μ l



Artikel-Nr.: 751015 | Biozym

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Beckman & Coulter
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück
Volumen: 50 µl

<https://www.biozym.com/detail/00000000000000000000000000e46>