

Filter-Spitzen, 200 µl, steril

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000

Max. Volumen = 175 µl



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751428 | Biozym

143,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	ja
Geblistert:	nein
Gerät:	Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Beckman & Coulter
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück
Volumen:	200 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON