

Spitzen, 200 µl

für Biomek FX & NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000
Max. Volumen = 250 µl



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751025 | Biozym

57,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter: nein
Geblistert: nein
Gerät: Biomek 3000, Biomek FX, Biomek NX (AP96), Multimek 96
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: Beckman & Coulter
Sterilität: unsteril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück
Volumen: 200 µl

Spitzen für Biomek FX und NX-AP96, Multimek 96, Biomek 3000, GILSON