

TransforMax EPI300 elektrokompetente E. coli

Lucigen



epicentre[®]
an illumina company

TransforMAX™

10 x 100 µl

Artikel-Nr.: 191010 | Lucigen | Hersteller-Nr.: EC300110

443,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Produkttyp: Kompetente Zellen

Verpackung: 10 x 100 µl

Die Vorteile:

- Hohe Transformationseffizienz
- Inkl. pUC19 Kontroll-DNA
- Inkl. CopyControl Induction Solution
- T1R-Zellen sind resistent gegen die Phagen T1 und T5

