

Spitzen, 50 µl

für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate

10 Massiv-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751135 | Biozym



51,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	GenMate, Genetix, Precision 2000, Te-Mo
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	BioTek, Tecan
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen:	50 µl



Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate,
Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius