

## Filter-Spitzen, 50 µl, steril

für BioTek Precision 2000, Genetix  
für Tecan Te-Mo und GenMate

10 Massiv-Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 751438 | Biozym



**120,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	ja
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	GenMate, Genetix, Precision 2000, Te-Mo
<b>konduktiv:</b>	nein
<b>Roboter Hersteller:</b>	BioTek, Tecan
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Massiv-Racks à 96 Stück
<b>Volumen:</b>	50 µl



Filter-Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan,  
GenMate, Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius