

Filter-Spitzen, 150 µl, steril

für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate

10 Massiv-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751458 | Biozym

120,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Filter:	ja
Geblistert:	nein
Gerät:	GenMate, Genetix, Precision 2000, Te-Mo
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	BioTek, Tecan
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen:	150 µl



Filter-Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan,
GenMate, Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius