

Spitzen, 200 µl, steril

für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate

10 Massiv-Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 751158 | Biozym



61,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	GenMate, Genetix, Precision 2000, Te-Mo
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	BioTek, Tecan
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen:	200 µl