


Blaulicht Transilluminator inkl Abdeckung (Orange)

Leuchtfläche 12cm x 18cm
Wellenlängen: 470nm + Weißlicht



1 Stück
Artikel-Nr.: 540631 | Biozym

725,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Geeignet für fluoreszenz- und colorimetrisch gefärbte Gele

Dieser elegant und innovativ gestaltete Transilluminator mit zwei Lichtquellen ermöglicht es sowohl Nukleinsäure als auch Proteinproben zu analysieren. Benutzerfreundlich und ergonomisch und kompakt. Ideal zum Bandenausschneiden und Visualisieren von molekularbiologischen Proben. Kompakt um z.B. in ein Geldokumentationssystem integriert zu werden, da auch die magnetische Filterplatte leicht abgenommen werden kann.

- Blaulicht (470 nm Peak) und Weißlicht Transilluminator in einem Gerät
- Orange Filter zur Kontrastverstärkung (magnetisch)
- 3 Intensitätsstufen der LED Anregung
- Automatische Abschaltung nach 5 min
- Gleichmäßige Belichtung von 18 cm x 12 cm
- Kompakt und integrierbar: 18,5 cm x 22 cm x 3 cm