

PCR TW Tube, 0.2 ml, farblos

High Profile, Domed Optical Cap
DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 712000 | Biozym

74,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: Einzelgefäße
Produktlinie: Premium Line
Profil: High Profile
Verpackung: Beutel à 1000 Stück
Volumen: 0.2 ml