

Spitzen, 100 µl

für Caliper/Zymark Twister Plate Handler (Stacker)
für Caliper/Zymark Geräte und div. OEM (Qiagen)

5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen
Artikel-Nr.: 751166 | Biozym



319,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Filter:	nein
Geblistert:	nein
Gerät:	Twister Plate Handler
konduktiv:	nein
Roboter Hersteller:	Caliper / Zymark
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen
Volumen:	100 µl