

## Spitzen, 100 µl, steril

für Caliper/Zymark Twister Plate Handler (Stacker)  
für Caliper/Zymark Geräte und div. OEM (Qiagen)

5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen

Artikel-Nr.: 751169 | Biozym



**366,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Filter:</b>	nein
<b>Geblistert:</b>	nein
<b>Gerät:</b>	Twister Plate Handler
<b>konduktiv:</b>	nein
<b>Roboter Hersteller:</b>	Caliper / Zymark
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	5 Stacks à 10 Platten = 4800 Spitzen
<b>Volumen:</b>	100 µl