


DNA-Leiter 20 bp

150 Anwendungen

20 bp - 500 bp



Lonza

150 µl

Artikel-Nr.: 850319 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50330

186,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bandenanzahl: 25

Eigenschaften: Ladepuffer extra

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Leiter

Trennbereich: 20 bp - 500 bp

Verpackung: 150 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge

Die Daten:

- 25 Fragmente von 20 - 500 bp, Schrittweite 20 bp
- Konzentration: 200 ng/µl
- 200 bp Bande ist zur einfacheren Identifikation stärker gefärbt

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C