


DNA-Quant Leiter

50 Anwendungen
100 bp - 1000 bp



Lonza

125 µl

Artikel-Nr.: 850334 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50334

186,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bandenanzahl: 5

Eigenschaften: Ladepuffer extra, quantitativ

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Marker

Trennbereich: 100 bp - 1 kb

Verpackung: 125 µl

Die Vorteile:

- Empfohlen für alle Agarosen und Agarose-Fertiggele
- Frei von Plasmid-DNA
- Klare und präzise Bandenmuster auch bei geringer Auftragsmenge
- DNA Quantifizierung mit 1%iger Genauigkeit

Die Daten:

- 5 Fragmente: 100 bp (10 ng), 200 bp (20 ng), 500 bp (50 ng), 700 bp (70 ng) und 1000 bp (100 ng)
- Konzentration: 200 ng/µl

Lagerbedingungen:

2 - 8 °C