

Pipette, 12-Kanal, Sartorius mLine, 10-100 µl

Increment 0.1 µl, variables Volumen
Produkteinstellung, Abverkauf



1 Stück

Artikel-Nr.: 655230 | Sartorius

1.230,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 12-Kanal
Kategorie: Pipette
Marke: Sartorius mLine
Pipettenvolumen: bis 100 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Pipettendetails:

- Vollständig autoklavierbar
- UV-beständig
- Groß dimensioniertes, übersichtliches Display
- Einfache, schnelle Volumeneinstellung mit kleinen Inkrementen
- Arretiermechanismus verhindert unabsichtliche Volumenverstellung
- Drehbarer Dispensierkopf
- Ergonomischer Fingerbügel, leichte Handhabbarkeit
- Äußerst kraftschonender, leichtgängiger Abwurf
- *Optiload* System gewährleistet nahezu kräftefreies Aufsteckverhalten
- Vermeidung von RSI-Syndrom
- Wärmeisolierung der inneren Bestandteile garantiert höhere Genauigkeit
- Einfach zu wartende Pipette
- ab >10 µl Modell Safe-Cone Filter

- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang:

- Pipette (CE/IVD-Zeichen, erfüllt die Anforderungen des Annex I der EC Direktive 98/79/EC (IVD))
- 5 farbcodierte Kappen
- Werkzeug zur Justierung
- Pipettenhalter
- Kennzeichnungsetiketten
- Fett
- 5-sprachige Bedienungsanleitung
- Qualitätszertifikat nach ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 17025 / ISO 14001