


SYPRO Ruby Protein Gel Farbstoff



Lonza

200 ml

Artikel-Nr.: 850564 | Lonza | Hersteller-Nr.: 50564

154,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Detektionslimit: 4-8 ng Protein/Bande

Eigenschaften: für PA-Gel, kompatibel mit Massenspektrometrie, quantitativ

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: Fluoreszenzfarbstoff

Verpackung: 200 ml