

## 25er CryoFreeze Rack, orange

25 x bis 2.0 ml Cryovials  
LxBxH = 76 x 76 x 54 mm



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

5 Stück

Artikel-Nr.: 733305 | Biozym

**40,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** orange

**Für Kryolagerung:** Gasphase N2

**Gefäßgröße:** 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo

**Stellplätze:** 25

**Verpackung:** 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 1.0 bis 2.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 49 mm
- Rackformat: 5 x 5
- Abmessung: 76 x 76 x 54 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt