

81er CryoFreeze Rack, farblich gemischt

81 x bis 2.0 ml Cryovials
LxBxH = 133 x 133 x 54 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 733319 | Biozym

45,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Jubiläumsaktion
Arbeitsrack / Lagerrack: Lager
Farbe: gemischt
Für Kryolagerung: Gasphase N₂
Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo
Stellplätze: 81
Verpackung: Packung à 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 1.0 bis 2.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 49 mm
- Rackformat: 9 x 9
- Abmessung: 133 x 133 x 54 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt