


81er CryoFreeze Rack, gelb

81 x bis 5.0 ml Cryovials
LxBxH = 133 x 133 x 95 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 733324 | Biozym

81,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: gelb

Für Kryolagerung: Gasphase N2

Gefäßgröße: 5.0 ml cryo

Stellplätze: 81

Verpackung: Packung à 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben.
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 3.0 bis 5.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 90 mm
- Rackformat: 9 x 9
- Abmessung: 133 x 133 x 95 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt