

100er CryoFreeze Rack, rot

100 x bis 2.0 ml Cryovials
LxBxH = 133 x 133 x 54 mm



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück
Artikel-Nr.: 733331 | Biozym

66,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: rot

Für Kryolagerung: Gasphase N2

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben.
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 1.0 bis 2.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 49 mm
- Rackformat: 10 x 10
- Abmessung: 133 x 133 x 54 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt