

## 100er CryoFreeze Rack, farblich gemischt

100 x bis 2.0 ml Cryovials  
LxBxH = 133 x 133 x 54 mm



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Packung à 5 Stück  
Artikel-Nr.: 733339 | Biozym

**45,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Jubiläumsaktion  
**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager  
**Farbe:** gemischt  
**Für Kryolagerung:** Gasphase N2  
**Gefäßgröße:** 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo  
**Stellplätze:** 100  
**Verpackung:** Packung à 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben.
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 1.0 bis 2.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 49 mm
- Rackformat: 10 x 10
- Abmessung: 133 x 133 x 54 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt