

Pink7, Thermocooler-Rack

96 x 0.2 ml, weiß, mit Deckel, -80°C bis +120°C

LxBxH = 141 x 99 x 44 mm (H mit Deckel)



Packung à 2 Stück
Artikel-Nr.: 733350 | Biozym

79,40 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: pink

Gefäßgröße: 0.2 ml

Produkttyp: Thermocooler

Stellplätze: 96

Verpackung: Packung à 2 Stück