

SafeSeal Tips Professional 10 µl, steril

Low Binding Technologie, Typ G, Länge 29 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770030 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | kurz |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 10 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SafeSeal Professional |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

- Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 10 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 28,83 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 2µl, 10µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 10µl
- Eppendorf Research 10µl, ab Jahr 2000
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Reference 10µl, ab Jahr 2000
- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10 µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 2.5µl, 10µl
- Socorex Acura 2µl