

SafeSeal Tips Professional 10 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 45.5 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770020 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Professional
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 10 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,5 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Gilson Pipetman 2µl, 10µl neue Modelle

- Eppendorf Research 10µl
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Reference 10µl
- Eppendorf Research 8- und 12-Kanal 10µl
- Labsystems Finnpiette 2µl,
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- CappAero 2µl, 10µl
- Biohit Proline 2.5µl, 10µl Modell 1997 - 2005
- Socorex Acura 2µl