

## SafeSeal Tips Professional 20 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 50.7 mm  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 770050 | Biozym

**96,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	20 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Professional
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 30 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 50,67 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm

**Filterspitze passend für folgende Pipetten:**

- CappAero 20µl
- Eppendorf Research 20µl gelber Bedienknopf
- Eppendorf Research Plus 20µl gelber Bedienknopf
- Eppendorf Reference 20µl gelber Bedienknopf
- Gilson Pipetman 20µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 20µl
- Socorex Acura und Calibra 20µl