

SafeSeal Tips Professional 100 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 50.7 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770100 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	100 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Professional
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 100 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 50,67 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei: 10 µl, 50 µl, 100 µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 20µl, 50µl, 100µl
- Eppendorf Research 20µl gelber Bedienknopf, 100µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl
- Eppendorf Reference 20, 100µl µl gelber Bedienknopf
- Finn 100µl
- Gilson Pipetman 100µl,
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 100µl
- Sartorius/Biohit Proline 100µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 100µl
- Sartorius/Biohit mLine 100µl
- Socorex Acura und Calibra 50µl, 100µl