

## SafeSeal Tips Professional 200 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 50.7 mm  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 770200 | Biozym

**96,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	ja
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Professional
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 200 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 50,67 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 10µl, 50µl, 100µl, 150µl

## Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 200µl
- Eppendorf Research Plus 200µl
- Eppendorf Reference 200µl
- Finn 200µl
- Gilson Pipetman 200µl,
- Oxford/Nichiryo Benchmate 200µl
- Sartorius/Biohit Proline 200µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 200µl
- Sartorius/Biohit mLine 200µl
- Socorex Acura und Calibra 200µl