

SafeSeal Tips Professional 200 µl NX, steril

Low Binding Technologie, Typ NX, Länge 58.6 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 770210 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Graduierung: | ja |
| Länge: | lang |
| Low Binding: | ja |
| Maximalvolumen: | 200 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SafeSeal Professional |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 260 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 58,57 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 10µl, 50µl und 100µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 200µl
- Eppendorf Research Plus 200µl
- Eppendorf Reference 200µl
- Finn 200µl
- Gilson Pipetman 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 200µl
- Sartorius/Biohit Proline 200µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 200µl
- Sartorius/Biohit mLine 200µl
- Socorex Acura und Calibra 200µl