

SafeSeal Tips Professional 1000 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 73 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 100 Stück
Artikel-Nr.: 770400 | Biozym

96,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Graduierung:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	ja
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	SafeSeal Professional
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 100 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 1000 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 72,34 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.89 mm

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 1000µl

- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Finn 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 1000µl
- Sartorius/Biohit mLine 1000µl
- Socorex Acura und Calibra 1000µl