

## Spitzen, 100 µl, gelb, steril

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei

10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 720107 | Biozym

**58,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	gelb
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Premium Tips
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück