

Spitzen, 200 µl, farblos, graduiert

DNA-, DNase-, RNasefrei
für PowerTower 720396

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 720391 | Biozym

23,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Premium Tips
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für: alle gängigen 200 µl Pipetten